

フレックスシリーズ品種表

販売名	製品名	コード番号	共通商品コード(JAN)
サージカルアシスタントアーム	3アーム(フレックスシリーズ)	CV-401163	4987892118982
	360アーム(フレックスシリーズ)	CV-401162	4987892118975
OFF-PUMPアシスタント	スタビライザー(フレックスシリーズ)	CV-401232	4987892120596
	360スタビライザー(フレックスシリーズ)	CV-401232U	4987892120602
サージカルアシスタント	3ロングフィンガー(フレックスシリーズ)	CV-401213S	4987892120619
	3ショートフィンガー(フレックスシリーズ)	CV-401214S	4987892120626

セット例




一般的名称：開創器 販売名：サージカルアシスタントアーム 医療機器届出番号：13B1X00101000071
 一般的名称：単回使用臓器固定用圧子 販売名：OFF-PUMPアシスタント 医療機器認証番号：228AABZX00131
 一般的名称：単回使用臓器固定用圧子 販売名：サージカルアシスタント 医療機器認証番号：228AABZX00133

※詳細は添付文書をご参照ください。

Beating Heart and Surgical Stabilization

フレックスシリーズ




Beating Heart and Surgical Stabilizationのラインアップにフレックスシリーズが加わりました。

サージカルアシスタントアーム (フレックスシリーズ)

幅広い症例に対応できるように、システムのプラットフォームとなるArmには2種類あります。3 Armは様々なアタッチメントを接続して多目的に使用できます。360 Armは遠位接続部の形状が異なり、ボールジョイント型スタビライザーアタッチメントを接続して使用するスタビライザー専用のArmです。これらの遠位接続部は、従来品(レギュラーシリーズ)*との互換性を維持していますので、従来品に対応する各種アタッチメントはそのままご使用になれます。
 (*従来品:対象製品コード CV-401160, CV-401161)

フレックスシリーズの特長

- 良好な術野展開と軽量化のため、スリムな形状としました。従来品の屈曲部では、先端側から手元側へ徐々に太くなる構造でしたが、フレックスシリーズの屈曲部は先端側から手元側まで均一な構造で、従来品屈曲部の最も細い部分とほぼ同じ細さを確保しました。屈曲部を支えるアーム本体も細径化しています。



Attachments

OPCAB用アタッチメント(スタビライザーフレックスシリーズ)

ディスプレイ可能なスタビライザー。再使用可能なアームと接続して使用するため、全体として経済性に優れます。

フレックスシリーズの特長

- U字チューブのアニール処理により柔軟性が向上しました。(シャフトコネクタイプ、ボールコネクタイプの2種類。従来品のロングシャフトタイプフレックスシリーズはありません。)



サージカルアシスタント(フレックスシリーズ)

臓器圧排用ディスプレイ可能なアタッチメントです。

フレックスシリーズの特長

- フィンガー間にマリアブル部を追加、より組織構造に合わせたカスタマイズが可能。(3ロングフィンガー、3ショートフィンガーの2種類。従来品の2ロングフィンガー、2ショートフィンガーのフレックスシリーズはありません。)

