

第51回日本マイクロサージャリー学会スーパーマイクロサージャリー血管吻合コンテスト評価表

チーム番号： **1** 審査委員番号： **A** 合計点数：

項目	内容	5段階評価				
1 針の刺入位置・角度	血管壁に対して、針が適切な位置と角度で刺入され、確実に内膜を貫通している	1	2	3	4	5
2 持針器の使い方	針の湾曲に応じた滑らかな動きで、持針器がスムーズに使える	1	2	3	4	5
3 鑷子の使い方	持針器と連動し、スムーズかつ愛護的に鑷子を使用できる	1	2	3	4	5
4 運針	針をスムーズにかつ愛護的に血管壁に刺入し、引き抜くことができる	1	2	3	4	5
5 糸さばき	糸が絡まないように滑らかにさばくことができ、スムーズに糸を拾うことができる	1	2	3	4	5
6 糸の締結	スムーズに適切な強度で3回緩みなく締結できる	1	2	3	4	5
7 縫合の間隔	均等な間隔で縫合できる	1	2	3	4	5
8 血管断端の接合	内膜同士が接して、内面の凹凸がなくかつ内反せずに接合できる	1	2	3	4	5
9 手の震え	高倍率でも手が震えることなく操作が行える	1	2	3	4	5
10 時間(分 秒)	1：>14分、2：<14分、3：<12分、4：<10分、5：<8分 (審査委員は記入不要です)	1	2	3	4	5
5: 卓越した指導者レベル (素晴らしいスーパーマイクロの技術を持つ) 4: 指導者レベル (平均以上の技術を持つ) 3: 指導者不要レベル (術者として単独での執刀を任せられる) 2: 指導者の介助があれば執刀を任せられる 1: 指導者の介助があっても執刀を任せることができない						